

# CHEMISEPT HF

Preparat na bazie 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu etylowego do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, higienicznej dezynfekcji rąk oraz odkażania skóry

## WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat przeznaczony do ogólnej antyseptyki skóry nieuszkodzonej i chorobowo nie zmienionej
- o zawartość chlorheksydyny gwarantuje przedłużone działanie preparatu nawet do 24 godzin
- o zgodność z zaleceniami CDC w zakresie dezynfekcji elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych
- o substancje bezpieczne dla skóry
- o szerokie spektrum mikrobójcze osiągnięte w krótkim czasie ekspozycji
- o preparat posiada badania w warunkach brudnych

## WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
Antyseptyka skóry i higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500)	30 sekund
Bakterie (EN137272), Grzyby (EN13624), Prątki (EN14348), Wirusy: BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia (EN 14476)	30 sekund
Rota, (EN 14476)	60 sekund

## SPOSÓB UŻYCIA:

### Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych:

Nanieść produkt na dezynfekowaną powierzchnię wyrobu medycznego i pozostawić do wyschnięcia, minimum 30 sekund. Nie spłukiwać.

### Higieniczna dezynfekcja rąk:

Nanieść na czyste suche dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 30 sekund stosując technikę Ayliff'e.

### Dezynfekcja skóry:

Nanieść preparat na czystą skórę poprzez spryskiwanie lub gazik, przecierać nim skórę i pozostawić do wyschnięcia. Czas działania 30 sekund. Preparat jest przeznaczony do dezynfekcji wyłącznie nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry.

## PRODUKT ZAWERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Chlorheksydyna – 2g, Etanol – 70g

## KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Chemisept HF jest preparatem na bazie etanolu i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do powierzchni z niektórych tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

## CERTYFIKATY I TESTY:

Pozwolenie nr 7386/18 na obrót produktem biobójczym

Wyrób medyczny kl. IIa

CE 0088

## KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Butelka	0,1L atomizer	12x0,1L
Butelka	0,25L atomizer	12x0,25L
Butelka	0,5L (eurodyspenser)	12x0,5L
Butelka	1L (eurodyspenser)	12x1L
Butelka	5L	3x5L

**Biachem Sp. z o.o.**

ul. Alejkowa 21/B9

15-528 Sowłany

Tel/Fax: 085 661 21 21

**Chemi-Pharm AS**

Pollu 132

10917 Tallinn

ESTONIA