



Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

## mikrozid® sensitive wipes chusteczki

### Zalety

- bez substancji zapachowych
- możliwość użycia do mycia i dezynfekcji inkubatorów
- doskonała kompatybilność materiałowa
- bez zawartości alkoholu
- szybkie działanie
- gotowe do użycia
- doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące
- produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG (Philips, GE, Siemens)
- doskonała tolerancja materiałowa

zawartości opakowania można je uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej.

CE 0297

### Obszary zastosowania

Chusteczki mają zastosowanie do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich itp. oraz innych nieodpornych na działanie alkoholu wyrobów medycznych (pleksiglas). Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych.

### Właściwości produktu

mikrozid® sensitive wipes wykonane są z włókniny polipropylenowej nasyczonej płynem dezynfekcyjnym o wymiarach 20 cm x 20 cm, odrywanych pojedynczo. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40.

### Wskazówki dotyczące stosowania

Powierzchnie wytrzeć dokładnie nasączoną chusteczką, zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie całej powierzchni, pozostawić do wyschnięcia. Po użyciu zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie opakowania. Po wyczerpaniu się



## Dane produktu

100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 0,25 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,25 g chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC), 0,25 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)).

### Dane chemiczno-fizyczne

Forma	Roztwór wodny na włókninie
Gęstość	ok. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / dla roztworu aktywnego
Kolor	bezbardwy
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / dla roztworu aktywnego
Tarcie, dynamiczne	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

## Wskazówki szczególne

Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie należy szczelnie zamykać. Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności: 2 lata

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Karton	70003109
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 ST DS	10/Karton	70003104

## Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

## Badania i informacje

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

**Dystrybutor**  
Schulke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 22 11 60 700  
Telefax +48 22 11 60 701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schuelke.com

**Wytwórca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com