

Instrukcja używania



Maść do gojenia ran

Do gojenia wszelkich skaleczeń, otarć, pęknięć, oparzeń i owrzodzeń skóry u ludzi

Maść SutriHeal Forte 5%

Żywica świerku norweskiego

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej ulotki przed zastosowaniem produktu. Produkt jest przeznaczony do stosowania podczas leczenia miejscowego ran, otarć i oparzeń skóry.

Spis treści niniejszej ulotki:

- Co to jest maść SutriHeal Forte 5% i w jakim celu się ją stosuje
- Instrukcja użycia
- Składniki aktywne
- Pozostałe składniki
- Okres trwałości i sposób przechowywania
- Możliwe działania niepożądane
- Dalsze informacje

Co to jest maść SutriHeal Forte 5% i w jakim celu się ją stosuje:

Maść SutriHeal Forte 5% tworzy warstwę ochronną, która ułatwia gojenie rany. Wykazuje ona silne działanie przeciwdrobnoustrojowe na bakterie i pewne grzyby, w tym drożdże. Maść działa silnie przeciwzapalnie oraz ułatwia reepitelizację skóry. Maść SutriHeal Forte 5% wytwarzana jest z rafinowanej żywicy świerku norweskiego (*Picea abies*) poprzez wymieszanie żywicy z odpowiednio dobranym, homogennym kremowym podłożem o odpowiednim składzie. Skuteczność działania i jakość produktu kontrolowane są poprzez pobieranie próbek z każdej serii produkcyjnej według

normy ISO 13485:2003. Produkt posiada certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną UE nr 0653. Produkt został zarejestrowany przez władze unijne jako wyrób medyczny klasy IIb wg unijnej klasyfikacji wyrobów medycznych.

Maść SutriHeal Forte 5% stosowana jest w celu przyspieszenia gojenia zakaźnych i niezakaźnych skaleczeń, otarć, pęknięć, zadrapań, owrzodzeń i oparzeń skóry u ludzi.

Instrukcja użycia:

Obszar skóry ze zmianami należy w miarę możliwości oczyścić przed nałożeniem maści SutriHeal Forte 5%. Maść można nakładać bezpośrednio na zajęty obszar w postaci cienkiej warstwy. Obszar ten może zostać odkryty, można go też zabezpieczyć bandażem lub elastyczną gazą przepuszczającą powietrze. Aplikację maści można powtarzać raz lub dwa razy dziennie do zagojenia się rany. Nie nakładać maści na błony śluzowe, do oczu lub jamy ustnej. Nie stosować wewnętrznie. Nie należy nakładać maści na dużą powierzchnię skóry, chyba że jest to zgodne z zaleceniem lekarza.

Składniki aktywne:

Rafinowana naturalna żywica świerku norweskiego (*Picea abies*).

Pozostałe składniki:

Makrogol 400, Makrogol 3350, PVP (poliwinylpirolidon), alkohol denatutowany.

Okres trwałości i sposób przechowywania:

Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej. Okres trwałości nieotwieranej

nego produktu wynosi 2 lata, a termin ważności wydrukowano na pudełku i tubce.



— po otwarciu użyć w ciągu 12 miesięcy

Ciąża lub karmienie piersią:

Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Brak informacji na temat możliwych działań niepożądanych w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje:

Nie są znane żadne klinicznie istotne interakcje.

Prowadzenie pojazdów:

Stosowanie produktu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Zaburzenia czynności nerek:

Makrogol (glikol polietylenowy) może być wchłaniany z otwartych ran i uszkodzonej skóry, a następnie wydalanany przez nerki. Podobnie jak w przypadku innych maści na bazie glikolu polietylenowego, maści SutriHeal Forte 5% nie należy stosować w warunkach, w których możliwe jest wchłanianie dużych ilości glikolu

polietylenowego, zwłaszcza u pacjentów z rozpoznaną umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Zdarzenia niepożądane:

Stosowanie maści SutriHeal Forte 5% jest niedozwolone u osób z nadwrażliwością (alergią) na naturalne żywice. Maść zawiera substancje, które mogą powodować uczuleniowe reakcje skórne (uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry) u osób nadwrażliwych na żywice. Jeśli w trakcie leczenia pojawiają się objawy uczuleniowe należy natychmiast przerwać stosowanie maści SutriHeal Forte 5% i wdrożyć inne leczenie. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem. Żadne inne przeciwwskazania nie są znane.

Inne kwestie:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych, interakcji z innymi produktami lub podobnych problemów, prosimy niezwłocznie poinformować aptekę lub swojego lekarza. Można także skontaktować się bezpośrednio z wytwórcą.

Data ostatniej wersji instrukcji użycia: 6/2015

Wytwórca:



HELP SA

Biura: 10 Valaoritou St.

14452 Metamorphosis, Greece

T: +30 210 281 5353

F: + 30 210 281 1850

Fabryka: Pedini

45 500 Ioannina, Greece

T: + 30 26510 92143

F: +30 26510 91825

www.help.com.gr

Dystrybutor:

VERCO S.A.

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Produkt na licencji

REPOLAR OY

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

702575

CE 0653

SHF515/1/010717