

# X-ONE

LAPAROSCOPIC TROCARS  
Flat Blade • Open Laparoscopy



### TROKARY DO METODY HASSONA

- Tępe zakończenie
- Uniwersalna redukcja 5-12MM
- Zdemowalna uszczelka
- Regulowana głębokość zabezpieczenia przed utratą odmy
- dwustopniowy zawór insuflacja/desuflacja pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej 3 pozycjach
- Zapobieganie ryzyku uszkodzenia narządów jamy brzusznej
- Wyjątkowa stabilność w powłokach
- Perfekcyjna szczelność
- karbowany stożek z wypustkami długości 14mm po obu stronach na zaciągnięcie nit



1 opakowanie – 6 sztuk

X-One Blunt Tip laparoscopic trocar			
KOD	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
300-H11	X-One Trocar Hasson	11 mm	Kaniula standardowa – 100 mm
300-H12	X-One Trocar Hasson	12 mm	Kaniula standardowa – 100 mm