

## Dedykowany zbiornik typu Cubitainer do automatycznego systemu dozowania formaliny UltraSAFE



Charakterystyka techniczna	<p><b>Opakowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karton o wymiarach 235 mm x 235 mm x 235 mm, posiadający uchwyty po obu stronach, ułatwiające przenoszenie</li> </ul> <p><b>Zawartość :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbiornik wykonany z polietylenu, (oznaczenie 04 PE- LD), wypełniony 10% zbuforowaną formaliną (formaldehyd 1%-5%, alkohol metylowy 0%- 0,5%)</li> <li>- <b>pH 7.2-7.4 – Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów potwierdzone wynikami z Laboratorium akredytowanego na terenie Polski</b></li> <li>- ilość formaliny w zbiorniku 10000ml</li> <li>- <b>zbiornik wyposażony w szybkozłączce kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny UltraSAFE</b></li> <li>- temperatura przechowywania 5- 30°C</li> <li>- temperatura transportu 2- 50°C</li> <li>- kompatybilność z urządzeniem UltraSAFE, potwierdzona oficjalnym dokumentem przez producenta urządzenia</li> <li>- <b>numer katalogowy REF 51496</b></li> </ul>
----------------------------	---


**MILESTONE**  
 HELPING  
 PATIENTS

MILESTONE Srl  
 Via Fatebenefratelli, 1/5  
 24010 Sorisole (BG) – Włochy  
 Tel: +39 035 4128264  
 Fax: +39 035 575498  
[www.milestonemedsrl.com](http://www.milestonemedsrl.com)



CIRRO Sp. z o.o.  
 ul. Elewatorska 58, 16-520 Białystok  
[www.cirro.pl](http://www.cirro.pl)